Каталог SportMed A.G. SA



Профессиональная платформа для цифровой диагностики организма

Оглавление



Области диагностики	01
Сферы применения	02
mobee® 360 Программная платформа	03
mobee® 360 Premium Программная платформа Premium	04
mobee® fit Анализ мышечной мобильности	05
mobee® med Анализ суставной мобильности	06
mobee® spine Диагностика позвоночника	07
StressPilot® Pro Индивидуальный анализ стресса	08
mobee® scale InBody Анализ состава тела и факторов риска	09
S3 Check Pro	
Анализ координации и баланса	10
mobee® care	
Оценка функционального состояния пожилых	11
Программные модули платформы by Dr. WOLFF®	12
Программные модули платформы Back-Radar BackStatus	13

Области диагностики





mobeeflex Оценка мобильности

mobee® fit mobee® med



mobee core
Оценка состояния позвоночника



mobee® spine BackCheck® by Dr. WOLFF LegCheck® by Dr. WOLFF



mobee scale
Оценка состава тела и факторов риска



mobee® scale InBody Анализатор сстава тела



mobee care Оценка функционального состояния пожилых людей



mobee® care



mobee mind Оценка психического здоровья



StressPilot® Pro В разработке



mobee balance
Оценка координации и баланса





mobee performance



Спирометрия и выносливость



В разработке

mobee metabolic

S3 Check Pro

Оценка метаболизма



В разработке

Сферы применения



Медицина и реабелитация Медицинские центры

Реабилитационные клиники

Клиники позвоночника

Остеопатические центры

Массажные салоны



Спорт и Фитнес

Фитнес клубы

Студии

Профессиональный спорт

Спортивная медицина

Частная практика



Корпоративное здоровье Внутрекорпоративный фитнес

Программы контроля здоровья сотрудников

Мероприятия по вовлечению в ЗОЖ

Внутренние программы благополучия



Общественная среда Государственные программы


Санатории / Отели

Школы

Дома престарелых

Многофункциональные центры







Программная платформа для интеграции диагностических систем

При приобретении одной или нескольких систем оценки функционального состояния организма, их функционал автоматически интегрируется в платформу mobee® 360

Работа с данными диагностических систем

Архивирование полученных данных Выгрузка данных на внешние устройства Выгрузка статистической информации

Неизменные свойства всех интегрированных диагностических систем

User-friendly интефейс для быстрой адаптации и комфортного использования Единообразный стиль для удобства пошагового использования каждой системы Высокий уровень визуализации каждого этапа Наглядность получаемы результатов в едином стиле

Дополнительная поддержка

Online уведомления о новых версиях прошивки

Цифровой справочник по работе с системой, часто задоваемые вопросы

Настройка отправки результатов диагностики по эл. почте клиенту

Платформа mobee® 360 объеденяет в себе широкий спектр решений по цифровой оценке функционального состояния организма. Новые продукты с лёгкостью интегрируются в платформу, расширяя Ваши возможностим





mobee® 360 Premium *

Расширенные функции mobee ® 360 Premium

Система для объеденения функций продуктов внутри платформы mobee ® 360 для диагностики на 360°



- Быстрый обзор всех соответствующих данных о здоровье человека
- Минимальные затраты времени на просмотр и обсуждение результатов
- Сжатая информация для лучшего понимания общего состояния организма





Отчетность: все полученные результаты в одном документе

- Компактный, стандартный отчет обо всех текущих результатах
- Настраиваемый отчет с выбранными показателями существующих продуктов
- Отправка результатов по электронной почте в один клик





Файловый архив: все документы в одном месте

- Быстрый обзор всех существующих отчетов для одного человека
- Эффективное управление документами
- QR-код для предоставления анонимных отчетов на мобильный телефон клиента



Функции 360° доступные в рамках mobee® 360 Premium обеспечивают максимально эффективную работу с существующими диагностическими продуктами, исключая излишние промежуточные шаги или операциим







Анализ мышечной мобильности

Комплектация:

- прибор для анализа
- Радио-стик "mobee com"
- 3 ремешка для крепления
- зарядное устройство (220В)
- USB-кабель (микро)
- чехол
- программное обеспечение
- лицензия на 1 ПК / ноутбук



12 видов тестирования мышечной мобильности, объеденённые в тематические профили

- Создание индивидуального ID клиента
- Анимированная инструкция к проведению каждого теста
- Online сравнение проводимого теста с эталонным тестированием
- Настраиваемый вид отчета о мышечной мобильности с учетом норм возраста и пола
- Актуальная, вспомогательная, справочная информация.
- Анимированное отображение прогресса
- Автоматическое создание списка индивидуальных рекомендаций

mobee® fit оценивает каждую группу мышц, выявляя уровень её подвижность, выдаёт полноценный отчёт ос состоянии всего организма с учётом симметричности и гармоничности развития. В студии, фитнес клубе, мед кабинете - mobee® fit ваш партнёр по оценке мобильности.





Анализ суставной мобильности

Комплектация:

- прибор для анализа
- Радио-стик "mobee com"
- 3 ремешка для крепления
- зарядное устройство (220В)
- USB-кабель (микро)
- чехол
- программное обеспечение
- лицензия на 1 ПК / ноутбук



142 варианта тестирования суставов

- Обширный каталог измерений, активное / пассивное, вертикально/сидя/лежа
- Анимированная система мониторинга результатов тестирования
- Оценка предельно возможного угла сгибания в режиме реального времени
- Учёт вида болевых ощущений при сгибе в режиме реального времени
- Отображение результатов относительно нормы и в виде общего диапазона движения
- Различные варианты визуализации с функцией внесения индивидуальных комментариев
- Отображение прогресса в режимах: Эксперт / Пациент
- Настраиваемый отчет результатов

mobee ® med помогает вам в обнаружении подвижности суставов и туловища, а также делает небольшие успехи видимыми.

Гониометр и ручная документация были вчера - mobee ® med сегодня!

mobee® med подробно оценивает подвижность каждого сустава, позволяя выявить даже мельчайшую динамику изменений амплитуды движения и болевых ощущений. Гонеометр и визуальная оценка были вчера, mobee® med - сегодня.





Диагностика функций, формы и движения позвоночника

Комплектация:

- прибор для анализа (idiag M360)
- 2 батарейки АА в комплекте
- программное обеспечение
- лицензия на 1 ПК / ноутбук
- адаптер Bluetooth
- база
- кейс для хранения



13 вариантов тестирования позвоночника в Сагиттальной и Фронтальной плоскости

- Оценка искривления позвоночника, гипер- и гипомобильность
- Анализ состояния позвоночника под нагрузкой
- Анализ и отображение рисков развития сколиоза, протрузий и грыж
- Обследование крестцового, грудного и поясничного отделов позвоночника
- 3-D анимация, рентгеновский режим «X-Ray».
- Функция отображения персональной динамики изменений
- Настраиваемый вид отчета
- Персональная интерпретация полученных результатов
- Автоматический вывод рекомендованных упражнений и плана тренировок
- Функция тестирования детей

mobee® spine проводит уникальный функциональный скрининг позвоночника и глубокий анализ спины. mobee® spine - новый современный уровень оценки опрно-двигательного аппарата.





Индивидуальный анализ стресса

Комплектация:

- Анализатор
- Сумка для переноски
- Программное обеспечение
- Лицензия на 1 ПК / ноутбук



Оценка работоспособности и сбалансированности вегетативной нервной системы на основе пульсоксиметрии (ушной зажим)

- Короткие и расширенные профили тестирования
- Оценка субъективных и объективных рамок
- Индивидуальные отчеты о результатах / анонимные групповые отчеты
- Адаптивная тренировка биологической обратной связи с контролем успеха и динамики
- Определение психосоциальных факторов

Режим тренировки

- Кардиологическая адаптация
- Общая вегетативная активация
- Скорость реагирования

Stress Pilot ® Pro - это полноценная система индивидуального анализа для целенаправленного управления стрессом, ориентированного на потребности. Помимо биологических факторов, учитываются психосоциальные аспекты.



mobee® scale InBody



Abb:: InBody 770

Сбор и оценка данных о составе тела и факторах риска

Комплектация:

- анализатор состава тела (InBody 770, 570, 270)
- соединительный кабель
- программное обеспечение
- лицензия на 1 ПК / ноутбук



Результаты анализа состава тела на InBody

- Жировая, мышечная, костная масса
- Вода в организме: общая, внутри\внеклеточная
- Висцеральный жир
- Вид телосложения
- Основной обмен
- Рекомендованное кол-во калл.
- Посегментарный анализ жировой \ мышечной массы (руки, ноги, туловище)
- Индекс массы тела
- Индекс саркопении
- Фазовый угол и многое другое

Быстрый анализ

Простое подключение к mobee ® scale с помощью USB-кабеля Весовая емкость: 270 кг

Биоимпедансометрия позволит Вам получить максимальное количество полезной информации о компонентном составе тела, а система mobee® scale позволит хранить все результаты в одном удобном формате.









Анализ координации

Комплектация:


- Балансировочная платформа
- Поручни (по запросу)
- Сумка для переноски
- Соединительный кабель USB
- Программное обеспечение
- Лицензия на 1 ПК/ноутбук



Тестирования во Фронтальной, Сагиттальной плоскости

- Измерение постуральной и глубокой мышечной стабильности
- Определение уровня равновесия, сенсомоторики и симметрии
- Оценка стабильности относительно диапозонов норм
- Наглядное представление результатов и динамики изменений
- Адаптированные тестирования для детей
- Рекомендованные упражнения для развития координации с обучением
- Настраиваемый отчет о результатах

S3 Check Pro анализирует стабильность, сенсомоторные функции и симметрию. Выявляя функциональный дефицит опорно-двигательного аппарата, даёт реккомендации к его исправлению. S3 Check Pro - ваш надёжный инструмент анализа баланса.







Оценка функционального состояния пожилых людей

Комплектация:

- прибор для анализа
- Радио-стик "mobee com"
- 3 ремешка для крепления
- зарядное устройство (220В)
- USB-кабель (микро)
- чехол
- программное обеспечение
- лицензия на 1 ПК / ноутбук



Функциональное тестирование адаптированное дляпожелых людей

- Создание история болезни и цели терапии
- Измерение координации, силы, ловкости и выносливости с помощью тестирований соответствующих возрасту
- Тесты на моторику с обучающими видеоматериалами
- Готовые тематические профили тестирования и создание собственных профилей
- Диапозоны норм для пожилых людей в возрасте от 60 до 94 лет
- Наглядное представление результатов и динамики
- Мотивационная система достижений с наградами
- Индивидуальные рекомендации с обучением
- Документация и контроль успеха.
- •Может сочетаться с тестами на подвижность от mobee ® fit

Система цифрового анализа mobee ® care представляет собой оценки, меры поддержки и улучшения физического состояния пожилых людей. Mobee ® care поддерживает качество жизни в пожилом возрасте, как в фитнес клубе и центрах ориентированных на здоровье, так и в учреждениях по уходу.за пожилыми, а так же на дому







Программные модули платформы

Реализованные системные интеграции

- BackScan
- idiag M360
- Spinal Mouse
- S3 Check
- InBody 770 / 570 / 270
- Stress Pilot

BackCheck by Dr. WOLFF®

Для пользователей всех моделей BackCheck ®

- Оценка силы и соотношения сил
- Выявление функционального дефицита
- Выявление мышечного дисбаланса
- Интеграция упражнений на оборудовании Dr. WOLFF®:
- Пошаговое руководство для упрощения процессов тестирования
- Процесс тестирования в реальном времени с отображением кривой силы и времени жпродается отдельноз
- Обновленная система эталонных значений для всех тестов
- Отображение результатов движения по системе светофора
- Оценка соотношений полученных результатов
- Возможно слияние с данными LegCheck ®
- Вывод отчетов о результатахм



LegCheck by Dr. WOLFF®

Для пользователей всех моделей LegCheck®

- Точный анализ силы ног в независемом режиме
- Отображение результатов силы по системе светофора
- Индивидуальная настройка нагрузки на правую и левую ногу
- Возможно слияние с данными BackCheck ®
- Вывод отчетов о результатахм



Программные модули платформы



Back-Radar

Обширный цифровой анализ спины

Дополнительный модуль для пользователей mobee ${\mathbb R}$ fit и mobee ${\mathbb R}$ spine

- Расширенный анализ подвижности, осанки, симметрии
- Интеграция результатов тестирования "Оценка SpineCheck" из mobee ® spine и "Проверка спины" из mobee ® fit
- Объединение результатов в компактный и понятный отчёт.
- Индивидуальная оценка результатов и представление динамики
- Вывод отчетов о результатах



Необходимые условия:

последние версии программного обеспечения mobee ® spine и mobee ® fit.

BackStatus

Дополнительный модуль для пользователей mobee® fit

- Сочетание визуальных тестов и измерений подвижности
- Полноценный взгляд на здоровье спины
- Идеальное расширение возможностей для пользователей системы mobee ® fit

The state of the s

Необходимые условия:: наличие системы mobee ® fit.

SportMed A.G. SA



Контактные данные: Mobee Russia

Официальный дилер на территории России +7 964 700 40 02 mobee360@mail.ru

